

安全で的確な CVC 穿刺挿入技術の習得に

CVC 穿刺挿入シミュレータ 2

品番: KY11347-300

販売価格: 286,000 円 (税込)



■ 特徴


- CVC 穿刺挿入技術を向上させる、レベルに応じた実習が可能です。
- 実習部位の骨格や血管の走行を正確に再現しています。
- 3 か所の部位からの穿刺法が実習できます。

● 実習項目

鎖骨下静脈穿刺、経鎖骨上鎖骨下静脈穿刺、内頸静脈穿刺

● 手技の失敗を確認

鎖骨下動脈穿刺、総頸動脈穿刺、気胸、カテーテル先端位置不良



実習前の事前学習

【透明パッド】

特徴

- 静脈・動脈・骨格・肺など視覚的に解剖を理解します。
- 静脈の分岐や骨格との位置関係を理解します。
- ガイドワイヤー挿入手技のトレーニングができます。



【超音波ガイド下穿刺トレーニングパッド】

特徴

- 超音波ガイド下穿刺の基本的なトレーニングを行えます。
- 模擬血管は直線及び曲線走行の2種類です。
- 模擬血管は一方が浅く、もう一方が深くなるよう配置されています。



仕様・概観・価格など予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。



<https://humanbody.jp/>

医療シミュレータ・生体力学試験材料・人体模型など
最新情報は web ヒューマンボディをご覧ください。

AVICE

株式会社アヴィス

〒300-3261 茨城県つくば市花畑3-20-5 D101
TEL: 029-846-1176 FAX: 029-846-1184

安全で的確な CVC 穿刺挿入技術の習得に

CVC 穿刺挿入シミュレータ 2

品番: KY11347-300


超音波ガイド下穿刺の演習

【超音波パッドⅡ】

特徴

- 超音波ガイド下で穿刺のトレーニングを行えます。
- 穿刺法: 内頸静脈穿刺法・鎖骨下(腋下)静脈穿刺法の練習ができます。
- 人体に近似した超音波画像が得られる構造のため、超音波ガイド下穿刺法特有のテクニックや留意点をトレーニングできます。

※カテーテル挿入は、別売りの CVC カテーテル挿入パッドの使用を推奨いたします。



ランドマーク穿刺法の演習

【ブラインドパッドⅡ】

特徴

- 解剖: 骨格や血管を触診し、穿刺挿入部位を確認しながらトレーニングします。
総頸動脈触診／鎖骨・胸骨切痕触診
- 穿刺法: 鎖骨下静脈穿刺法・経鎖骨上鎖骨下静脈穿刺法・内頸静脈穿刺法の練習ができます。
- 拍動: 動脈拍動用ポンプ(手動)を使って再現することができます。

※カテーテル挿入は、別売りの CVC カテーテル挿入パッドの使用を推奨いたします。



カテーテル挿入の演習 ※別売りオプション「CVCカテーテル挿入パッド」が必要です。

【CVC カテーテル挿入パッド】※別売りオプション

特徴

- カテーテル挿入・抜去までのトレーニングを行えます。
- カテーテルやダイレータを繰り返し挿入することができます。
- 気胸や動脈誤穿刺など合併症も確認できます。
- 別売の動脈拍動ポンプ(手動)で動脈の拍動も再現できます。

※ ご注意:

水溶性の素材を使用していますので、外気に触れると乾燥、変質します。
ご使用時以外は、開封しないでください。

別売りオプション

KY11347-240: CVC カテーテル挿入パッド (2 個組)

KY11347-260: CVC カテーテル挿入パッド用動脈拍動ポンプ (手動)



仕様・概観・価格など予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。



<https://humanbody.jp/>

医療シミュレータ・生体力学試験材料・人体模型など
最新情報は web ヒューマンボディをご覧ください。

AVICE

株式会社アヴィス

〒300-3261 茨城県つくば市花畑3-20-5 D101
TEL: 029-846-1176 FAX: 029-846-1184

安全で的確な CVC 穿刺挿入技術の習得に

CVC 穿刺挿入シミュレータ 2

品番：KY11347-300

仕様： KY11347-300 CVC穿刺挿入シミュレータ2

商品構成

モデル本体 …… 1 体
透明パッド（実習用透明解剖モデル） …… 1 点
透明パッド用皮膚 …… 1 点
ブラインドパッドⅡ …… 1 点
超音波パッドⅡ …… 1 点
超音波下穿刺トレーニングパッド …… 1 点
動脈拍動ポンプ（手動） …… 1 点
超音波パッド用ボトル …… 1 点
広口ビン …… 1 点
着色用綿棒（赤・青 各10本組） …… 1 点
シリンジ（50ml） …… 1 点
シリンジ（実習用） …… 1 点
カテラン針 …… 1 点
取扱説明書 …… 1 点

仕様

本 体： 成人腕部モデル
大きさ： W40 x D71 x H38 cm
材 質： 軟質特殊樹脂製（本体）

交換部品



KY11347-170
超音波パッドⅡ（2 個組）



KY11347-280
ブラインドパッドⅡ（2 個組）



KY11347-190
透明パッド・皮膚付
（透明解剖モデル）



KY11347-210
超音波下穿刺
トレーニングパッド
リアル・ベッセル
（2 個組）

KY11347-320：超音波パッド用ボトル

KY11347-270：CVC2 ブラインドパッド用動脈拍動ポンプ（手動）

別売りオプション

KY11347-240：CVC カテーテル挿入パッド（2 個組）

KY11347-260：CVC カテーテル挿入パッド用動脈拍動ポンプ（手動）

仕様・概観・価格など予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。



<https://humanbody.jp/>

医療シミュレータ・生体力学試験材料・人体模型など
最新情報は web ヒューマンボディをご覧ください。

AVICE

株式会社アヴィス

〒300-3261 茨城県つくば市花畑3-20-5 D101
TEL：029-846-1176 FAX：029-846-1184

安全で的確な CVC 穿刺挿入技術の習得に

CVC 穿刺挿入シミュレータ 2

品番：KY11347-300

CVC穿刺挿入シミュレータ2 シリーズ構成

品番：KY11347-300 CVC 穿刺挿入シミュレータ 2（ブラインドパッド 2+ 超音波パッド 2）
 品番：KY11347-500 CVC 穿刺挿入シミュレータ 2（超音波パッド 2）
 品番：KY11347-510 CVC 穿刺挿入シミュレータ 2（CVC カテーテル挿入パッド）

	KY11347-300	KY11347-500	KY11347-510
モデル本体	●	●	●
透明パッド、皮膚付き	●	●	●
ブラインドパッド 2	● 1 点	—	—
超音波パッド 2	● 1 点	● 2 点	—
CVC カテーテル挿入パッド	—	—	● 2 点
超音波ガイド下穿刺トレーニングパッド	●	●	●
動脈拍動ポンプ（手動）	● (KY11347-270)	—	● (KY11347-260)
超音波パッド用ボトル	●	●	●
広口ビン	●	●	●
着色用綿棒（赤・青）各 10 本組	●	—	—
シリンジ・50ml	●	●	●
シリンジ・実習用	●	●	●
カテラン針	●	●	●
取扱説明書	●	●	●

仕様・概観・価格など予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。


<https://humanbody.jp/>

医療シミュレータ・生体力学試験材料・人体模型など
 最新情報は web ヒューマンボディをご覧ください。

AVICE

株式会社アヴィス

〒300-3261 茨城県つくば市花畑3-20-5 D101
 TEL：029-846-1176 FAX：029-846-1184