

## 心肺蘇生法マネキン

新生児・幼児・小児への心肺蘇生法の実践的なトレーニングに。

心肺蘇生法の指導、練習を実際に即した形で行えるマネキンです。

乳頭、剣状突起、胸骨下切痕などが判別可能な構造を持たせています。フェイスマスクは数秒で簡単に取り替えられ、たいへん衛生的で訓練の負担になりません。また、使い捨て式のエアウェイも取り替えやすく、逆流防止弁付きで安全です。内部はクッション材により破損の心配がありません。

品番： W44541  
品名： 新生児心肺蘇生法マネキン



サイズ： 44×20.5×20.5cm/ 2.3kg

構成： マネキン本体  
エアウェイシステム 3 個  
フェイスマスク 3 個  
ナイロン製キャリングバッグ  
説明書 (英語)

交換部品

W44542 フェイスマスク 10 個  
W44543 エアウェイシステム 24 個



品番： W44544  
品名： 幼児心肺蘇生法マネキン



サイズ： 56×20.5×20.5cm/ 2.8kg

構成： マネキン本体  
エアウェイシステム 3 個  
フェイスマスク 3 個  
ナイロン製キャリングバッグ  
説明書 (英語)

交換部品

W44545 フェイスマスク 10 個  
W44543 エアウェイシステム 24 個



品番： W44547  
品名： 小児心肺蘇生法マネキン



サイズ： 86.5×28×18cm/ 4.1kg

構成： マネキン本体  
エアウェイシステム 3 個  
フェイスマスク 3 個  
ナイロン製キャリングバッグ  
説明書 (英語)

交換部品

W44548 フェイスマスク 10 個  
W44549 エアウェイシステム 24 個



仕様・価格その他予告無く変更する場合があります。



<https://humanbody.jp/>

人体模型・医療シミュレータ・生体力学試験材料など  
最新情報は web ヒューマンボディをご覧ください。

AVICE

株式会社アヴィス

〒300-3261 茨城県つくば市花畑3-20-5 D101  
TEL: 029-846-1176 FAX: 029-846-1184